

Retirada del infusor y heparinización del catéter de acceso venoso central CAVC

1. Cerrar una pinza del sistema.
2. Desenroscar y retirar el infusor.
3. Conectar jeringa con 10 cc. de suero fisiológico



4. Inyectar el suero fisiológico y cerrar la pinza



5. Retirar la jeringa y conectar nueva jeringa con FIBRILIN® (5 cc heparina con una concentración de 20 UI/ml)

6. Abrir la pinza e introducir su contenido (FIBRILIN®) *poco a poco.*

7. Usar presión positiva (cerrar la pinza cuando estamos pasando el último centímetro de FIBRILIN®).

8. Sujetar con una mano el reservorio y con la otra tirar con decisión de la aguja.



9. Colocar apósito protector.